



[GE 6T-RS TEE SONDE GEPRÜFT](#)

SKU: AR012025-NV



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die GE 6T-RS TEE Sonde ist ein hochentwickeltes medizinisches Gerät, das präzise und detaillierte Ultraschallbilder des Herzens liefert. Sie wird vor allem in der Kardiologie verwendet, um Herzkrankheiten und -anomalien zu diagnostizieren und zu überwachen. Ihre Flexibilität, hohe Auflösung und die Fähigkeit, genaue Daten zu liefern, machen sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der modernen Echokardiographie.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

