



[GE 7.5 LINEAR SONDE MODEL . 2274905](#)

SKU: C032013-01

gepflegt

Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . GE 2274905

Multi Frequenz Linear Sonde 7:5 Mhz

geeignet für folgende Modelle : Logiq 200 ,

Im sehr guten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com



info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

