



### **GE 9L-D 9L D LINEARE SONDE -**

**SKU:** AG032024

2.000,00 € 1.900,00 €

zzgl. Versandkosten



Categories: <u>Ultraschall / Doppler / Sonden</u>

/Zubehör

#### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Linear

Anwendung: Vaskular, Musculoskeletal, Thyroid, Small Parts, Kinderheilkunde, Abdominal, Peripheral Vaskular,

Mamma, Geburtshilfe Frequenz: 2.4 - 10.0 MHz.

Versand

**Zustand** 

Kompatibilität: GE Vivid E9 GE Logiq E9 GE Logiq S8 GE Voluson E8 Expert

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem

Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät

natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern

sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den

Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns

abholen.



# Lieferumfang

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



# **GALLERIE**







