



[GE 9L-D 9L D LINEARE SONDE](#)

SKU: AG032024-K

~~2.499,00 €~~ **1.850,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

- **Zustand:** Einsatzfähig – Sehr guter Zustand
- **Lagerort:** Hamburg
- **Kompatibel mit :** GE Vivid E9; GE Logiq E9; GE Logiq S8; GE Voluson E8 Expert



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Linear Array
- Applikationen: Vaskular, Musculoskeletal, Thyroid, Small Parts, Kinderheilkunde, Abdominal, Peripheral Vaskular, Mamma, Geburtshilfe
- Frequenzband: 2.4 - 10.0 MHz.
- Kompatibel mit : GE Vivid E9; GE Logiq E9; GE Logiq S8; GE Voluson E8 Expert

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem
Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.



Zustand

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist. D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

Lieferumfang

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

