



**GE C 36 KONVEX ULTRASCHALLKOPF,  
TRANSDUCER, PROBE ABDOMEN**

**SKU:** A072013-01

Konvex Sonde

Für folgende Modelle ; LOGIQ 100, ....

Im sehr guten gepflegten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . C36

Hersteller . GE

für GE LOGIQ 100 ...

Konvex Ultraschallkopf

Anwendung : Abdomen / Geburtshilfe

Im sehr guten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03



0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

