



[GE C358 KONVEX SONDE 3.5MHZ ABDOMEN SONDE](#)

SKU: XB012024-K

1.000,00 € ~~399,00 €~~

zzgl. [Versandkosten](#)

Zustand: Einsatzfähig – Sehr guter Zustand - Riss auf dem Gehäuse

Lagerort: Hamburg



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Curved Array
- Applikationen: Abdominal
- Frequenzband: 2.0 - 5.0 MHz.
- Kompatibilität: GE Logiq 400; GE Logiq 500; GE Vivid 3; GE Vivid 4

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight

2 kg

Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem
Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.



Zustand

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist. D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

Lieferumfang

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

