



GE C551 CONVEX 3.5- 7.0 MHZ ABDOMEN

SKU: AJ102016

699,00 €

geeignet, unter anderen für .GE Logiq 400 & 500 mit
Doppler Funktion
Frequency 7.5- 7 Mhz

Anwendung. Abdomen, Geburtshilfe

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

geeignet, unter anderen für .GE Logiq 400 & 500 mit Doppler Funktion
Frequency 7.5- 7 Mhz

Anwendung. Abdomen, Geburtshilfe



Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 3 kg



GALLERIE

