



## GE C721 MIKRO KONVEX ARRAY ULTRASOUND TRANSDUCER

**SKU:** E022014-2

Bezeichnung . C721

Hersteller . GE

für GE LOGIQ 400, LOGIQ 500 und 700

Mikro Konvex Ultraschallkopf 4 Mhz- 8Mhz

Anwendung : Neonatal,

Im sehr guten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Bezeichnung . C721

Hersteller . GE

für GE LOGIQ 400, LOGIQ 500 und 700

Mikro Konvex Ultraschallkopf 4 Mhz- 8Mhz

Anwendung : Neonatal,

Im sehr guten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)



info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

