



## GE CARDIOSOFT EKG, RUHE EKG, ERGOMETRIEÜBERWACHUNG MIT KISS SAUGANLAGE

**SKU:** AF032018-NV

**GE CardioSoft EKG** bietet präzise Ruhe-EKG- und Ergometrieüberwachung mit integrierter *Kiss Sauganlage* für optimale Signalqualität und patientenfreundlichen Einsatz. Dieses System gewährleistet zuverlässige Diagnostik und effiziente Datenverwaltung in klinischen Umgebungen.



---

**Categories:** [Unkategorisiert](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das **GE CardioSoft EKG-System** ist eine hochmoderne Lösung zur umfassenden kardiologischen Diagnostik, die speziell für die präzise Erfassung und Auswertung von Ruhe-EKGs sowie die Überwachung von Ergometrie-Untersuchungen entwickelt wurde. Dieses System verbindet innovative Hard- und Softwarekomponenten, um eine zuverlässige und effiziente Herzfunktionsanalyse zu gewährleisten.

Die integrierte **Ruhe-EKG-Funktion** ermöglicht die exakte Aufzeichnung der elektrischen Herzaktivität in Ruhe, wodurch wichtige Erkenntnisse zur Erkennung von Herzrhythmusstörungen, Ischämien oder anderen kardialen Anomalien gewonnen werden können. Die intuitive Bedienung und die präzise Signalaufzeichnung sorgen für eine hohe diagnostische Aussagekraft.

Für die Belastungsdiagnostik bietet das GE CardioSoft-System eine umfassende **Ergometrieüberwachung**. Dabei werden EKG-Daten in Echtzeit während körperlicher Belastung erfasst, um die kardiovaskuläre Leistungsfähigkeit sowie die Reaktion des Herzens auf Stresssituationen detailliert zu analysieren. Die kontinuierliche Überwachung trägt zur sicheren Durchführung von Belastungstests bei und unterstützt die Früherkennung von Koronarerkrankungen.



Ein besonderes Merkmal des Systems ist die **Kiss-Sauganlage**, die eine komfortable und sichere Elektrodenanbringung gewährleistet. Diese Sauganlage ermöglicht eine stabile und zuverlässige Verbindung der Elektroden mit der Haut, minimiert Artefakte und verbessert die Signalqualität während der gesamten Untersuchungsdauer. Dies führt zu einer erhöhten Genauigkeit der EKG-Aufzeichnungen und erleichtert den Untersuchungsablauf sowohl für Patienten als auch für medizinisches Fachpersonal.

- **Präzise Ruhe-EKG-Aufzeichnung** mit hoher Signalqualität
- **Echtzeit-Ergometrieüberwachung** zur Belastungsdiagnostik
- **Kiss-Sauganlage** für eine sichere und komfortable Elektrodenfixierung
- Benutzerfreundliche Software mit umfangreichen Analyse- und Berichtsfunktionen
- Kompatibilität mit verschiedenen Auswertungsstationen und Netzwerken
- Ermöglicht die Integration in bestehende klinische Informationssysteme

Das GE CardioSoft EKG-System unterstützt Kardiologen und medizinisches Fachpersonal dabei, präzise Diagnosen zu stellen und individuelle Therapiekonzepte zu entwickeln. Durch die Kombination aus modernster Technologie und anwenderfreundlichem Design stellt es eine wertvolle Erweiterung für jede kardiologische Praxis oder Klinik dar.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

