



GE CARESCAPE DYNAMAP V100 VITALZEICHEN PATIENTENMONITOR

SKU: CK092024

~~579,00 €~~ **526,50 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der GE Carescape Dynamap V100 ist ein tragbares Überwachungsgerät, das in der klinischen Umgebung zur kontinuierlichen Überwachung von Vitalzeichen eingesetzt wird. Es ist besonders nützlich in Notaufnahmen, auf Stationen und in anderen medizinischen Einrichtungen, wo eine schnelle und präzise Überwachung erforderlich ist. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Funktionen des Carescape Dynamap V100:

1. **Vitalzeichenüberwachung:** Das Gerät misst verschiedene Vitalzeichen, darunter Blutdruck (sowohl nicht-invasiv als auch invasiv), Herzfrequenz und Körpertemperatur.
2. **Benutzerfreundlichkeit:** Der Carescape Dynamap V100 ist so konzipiert, dass er einfach zu bedienen ist, mit einem klaren Display und intuitiven Bedienelementen, die es dem medizinischen Personal ermöglichen, schnell auf die benötigten Informationen zuzugreifen.
3. **Tragbarkeit:** Das kompakte Design und das geringe Gewicht machen es einfach, das Gerät zu transportieren und in verschiedenen Umgebungen einzusetzen.
4. **Datenmanagement:** Der Carescape Dynamap V100 kann Daten speichern und über Schnittstellen an andere Systeme oder elektronische Patientenakten (EPA) übertragen, was die Dokumentation und Nachverfolgung von Vitalzeichen erleichtert.
5. **Energieeffizienz:** Das Gerät verfügt über eine lange Akkulaufzeit, sodass es auch bei längeren Einsätzen ohne ständige Stromversorgung verwendet werden kann.
6. **Zuverlässigkeit:** GE Healthcare hat einen guten Ruf für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit seiner medizinischen Geräte, was auch für den Carescape Dynamap V100 gilt.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

