



[GE CARESTATION 650 ANÄSTHESIE- NARKOSE - DOM 2016](#)

SKU: FZ072024

GE Carestation 650 Anästhesie-Narkose - DOM 2016 ist ein hochmodernes Anästhesiegerät, das präzise Steuerung und Überwachung der Narkose während chirurgischer Eingriffe ermöglicht. Es bietet zuverlässige Leistung und intuitive Bedienbarkeit für optimale Patientensicherheit und Effizienz im OP.



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die GE Carestation 650 ist ein Anästhesiegerät von GE Healthcare, das für die Überwachung und Verabreichung von Anästhetika während chirurgischer Eingriffe entwickelt wurde. Es bietet eine benutzerfreundliche Schnittstelle und eine Vielzahl von Funktionen, um die Sicherheit und Effizienz während der Anästhesie zu gewährleisten.

Einige der Hauptmerkmale der GE Carestation 650 sind:

1. **Integration:** Das Gerät kann nahtlos mit anderen Überwachungs- und Informationssystemen im OP verbunden werden, was eine umfassende Patientenüberwachung ermöglicht.
2. **Anpassbare Benutzeroberfläche:** Die Benutzeroberfläche kann an die Bedürfnisse des Anästhesieteams angepasst werden, um den Workflow zu optimieren.
3. **Vielfältige Anästhesiemöglichkeiten:** Es unterstützt verschiedene Anästhesietechniken, einschließlich Inhalationsanästhesie und intravenöser Anästhesie.
4. **Überwachung:** Die Carestation 650 bietet umfassende Überwachungsfunktionen für Vitalparameter wie Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung und mehr.
5. **Sicherheit:** Das Gerät ist mit verschiedenen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Risiken während der Anästhesie zu minimieren.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

