




[GE CARESTATION 650 ANÄSTHESIE - NARKOSEPLATZ - DOM 2017](#)

SKU: FB072024

Die **GE Carestation 650 Anästhesie** ist ein hochmodernes Narkosegerät aus dem Jahr 2017, das durch präzise Überwachung und zuverlässige Steuerung der Anästhesie den sicheren Betrieb im OP gewährleistet. Mit innovativer Technologie unterstützt es Anästhesisten bei der optimalen Patientenversorgung während chirurgischer Eingriffe.



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **GE Carestation 650** ist ein hochmodernes Anästhesiegerät, das speziell für den Einsatz in operativen Sälen und Anästhesiearbeitsplätzen entwickelt wurde. Das Modell **DOM 2017** überzeugt durch seine zuverlässige Leistung, ergonomisches Design und umfassende Funktionalität, die eine sichere und effiziente Narkoseführung ermöglicht.

Hauptmerkmale und Funktionen:

- **Moderne Beatmungstechnologie:** Die Carestation 650 bietet eine Vielzahl von Beatmungsmodi, darunter Volumen- und Druckkontrollierte Beatmung sowie unterstützte Spontanatmung, um individuell auf die Bedürfnisse des Patienten einzugehen.
- **Integriertes Monitoring:** Umfassende Überwachungsoptionen ermöglichen die kontinuierliche Kontrolle von Vitalparametern wie Sauerstoffsättigung, CO₂, Atemvolumen und Beatmungsdruck.
- **Intuitive Benutzeroberfläche:** Ein übersichtliches, farbiges Touchscreen-Display gewährleistet eine einfache Bedienung und schnelle Anpassung der Anästhesieparameter.
- **Hohe Sicherheit:** Das Gerät ist mit zahlreichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, darunter Alarmsysteme, Backup-Systeme und präzise Gasflussregler, die eine sichere Narkose gewährleisten.
- **Ergonomisches Design:** Die Carestation 650 ist kompakt und flexibel, was eine optimale Integration in

unterschiedliche OP-Umgebungen ermöglicht. Die übersichtliche Anordnung der Bedienelemente unterstützt den Anwender bei der effizienten Arbeitsweise.

Anwendungsbereiche:

Die GE Carestation 650 eignet sich ideal für den Einsatz bei Allgemeinanästhesien in verschiedensten chirurgischen Disziplinen. Sie unterstützt Anästhesisten bei der sicheren und kontrollierten Narkoseführung von Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen.

Technische Daten (Auswahl):

- Beatmungsmodi: Volumen- und Druckkontrollierte Beatmung, SIMV, CPAP, PSV
- Display: Farb-Touchscreen mit hoher Auflösung
- Gasversorgung: Anschluss an medizinische Gasversorgung mit präziser Durchflussregelung
- Alarmsysteme: Visuelle und akustische Warnungen bei Grenzwertüberschreitung
- Abmessungen: Kompakt und mobil für flexible Nutzung

Die **GE Carestation 650 Anästhesie - Narkoseplatz - DOM 2017** ist ein erstklassiges Anästhesiegerät, das durch seine Kombination aus fortschrittlicher Technik, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit überzeugt. Es unterstützt medizinisches Personal dabei, Anästhesien effizient und patientenorientiert durchzuführen und trägt somit maßgeblich zur Qualität der perioperativen Versorgung bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

