



GE CBF KONVEX 3.5 SONDE / PROBE FÜR GE LOGIQ 200

SKU: BV022016 // AQ032016

599,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Zustand. [Gebraucht](#) //

Artike-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zustand. [Gebraucht](#) //

Artike-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256



Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GALLERIE

