



[GE CONVEX 2.5- 5.0 MHZ C364 ABDOMEN KONVEX SONDE](#)

SKU: Y042013-01

zzgl. [Versandkosten](#)

Konvex Sonde 2.5 - 5 Mhz
Im sehr guten gepflegten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg


www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . C364

Hersteller . GE

für GE LOGIQ 400 & LOGIQ 500

Konvex Ultraschallkopf 2.5Mhz- 5Mhz

Anwendung : Abdomen / Geburtshilfe

Im sehr guten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86



fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

