



GE DINAMAP V100 CARESCAPE PATIENT MONITOR

SKU: M092024

~~399,00 €~~ **275,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der GE Dinamap V100 Carescape Patient Monitor ist ein tragbares Überwachungsgerät, das in der klinischen Umgebung eingesetzt wird, um die Vitalzeichen von Patienten zu überwachen. Hier sind einige wichtige Merkmale und Funktionen des Dinamap V100:

1. **Vitalzeichenüberwachung:** Der Monitor misst grundlegende Vitalzeichen wie Blutdruck, Herzfrequenz, Körpertemperatur und Sauerstoffsättigung (SpO2).
2. **Benutzerfreundlichkeit:** Das Gerät ist so konzipiert, dass es einfach zu bedienen ist, mit einer klaren Benutzeroberfläche und intuitiven Bedienelementen.
3. **Tragbarkeit:** Der V100 ist leicht und tragbar, was ihn ideal für den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen macht, einschließlich Notaufnahmen, Stationen und bei Transporten.
4. **Datenmanagement:** Das System kann Daten speichern und über Schnittstellen an andere Systeme oder elektronische Patientenakten (EPA) übertragen, um eine umfassende Dokumentation zu gewährleisten.
5. **Anpassungsfähigkeit:** Der Monitor kann an die spezifischen Bedürfnisse der Einrichtung angepasst werden, einschließlich der Möglichkeit zur Integration mit anderen GE Healthcare-Systemen.
6. **Alarmfunktionen:** Der Monitor verfügt über Alarmfunktionen, die medizinisches Personal auf kritische Veränderungen der Vitalzeichen aufmerksam machen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

