



GE E8C ULTRASOUND TRANSDUCER ENDO VAGIBNALE SONDE

SKU: FQ102019

For Logiq 400 Pro, Logiq 3 Pro, Logiq 5 Expert, Logiq 5 Pro, Logiq 7, Logiq 7 Dimension, Logiq 9, Logiq P3, Logiq P5, Logiq P5 Premium, Logiq P6, Logiq P6 Pro, Logiq S6, Vivid™ 7, Vivid™ 7 Dimension, Vivid™ 7 Pro System

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

For Logiq 400 Pro, Logiq 3 Pro, Logiq 5 Expert, Logiq 5 Pro, Logiq 7, Logiq 7 Dimension, Logiq 9, Logiq P3, Logiq P5, Logiq P5 Premium, Logiq P6, Logiq P6 Pro, Logiq S6, Vivid™ 7, Vivid™ 7 Dimension, Vivid™ 7 Pro System

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

