



GE ENGSTRÖM CARESTATION VENTILATOR BEATMUNGSGERÄT

SKU: FW072025

zzgl. [Versandkosten](#)

Der **GE Engström Carestation Ventilator** ist ein hochmodernes Beatmungsgerät, das flexible und präzise Atemunterstützung für Patienten in Intensiv- und Notfallsituationen bietet. Mit benutzerfreundlicher Bedienoberfläche und vielseitigen Beatmungsmodi gewährleistet es eine zuverlässige und individuell anpassbare Behandlung.



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

