




[GE HEALTHCARE 6TC-RS MEDICAL TEE-PROBE](#)

SKU: GK082025-NV

GE HEALTHCARE 6Tc-RS Medical TEE-Probe ist eine hochauflösende transösophageale Echokardiographie-Sonde, die präzise Bildgebung für kardiologische Diagnostik und interventionelle Verfahren ermöglicht. Dank ihres ergonomischen Designs bietet sie eine optimale Handhabung und Patientenkomfort bei minimalinvasiven Untersuchungen.



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **GE HEALTHCARE 6Tc-RS Medical TEE-Probe** ist ein hochmodernes transösophageales Echokardiographiegerät, das speziell für die präzise kardiologische Bildgebung entwickelt wurde. Dieses medizinische Instrument ermöglicht eine detaillierte und hochauflösende Darstellung der Herzstrukturen durch den Einsatz der transösophagealen Echokardiographie (TEE), wodurch diagnostische Genauigkeit und Patientenmanagement optimiert werden.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Hochauflösende Bildgebung:** Die 6Tc-RS TEE-Sonde liefert exzellente Bildqualität mit hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung, was eine präzise Beurteilung von Herzklappen, Herzwänden und angrenzenden Gefäßen ermöglicht.
- **Ergonomisches Design:** Die Sonde ist ergonomisch gestaltet, um eine einfache und sichere Handhabung während der Untersuchung zu gewährleisten. Dies reduziert die Belastung für den Untersucher und erhöht den Komfort für den Patienten.
- **Flexible Steuerung:** Mit der 2-Wege-Schwenkfunktion und stufenloser Steuerung kann die Sonde optimal



positioniert werden, um verschiedene Herzregionen aus unterschiedlichen Winkeln darzustellen.

- **Kompatibilität:** Die 6Tc-RS ist kompatibel mit einer Vielzahl von GE Healthcare Ultraschallsystemen, was eine nahtlose Integration in bestehende Arbeitsabläufe ermöglicht.
- **Robustheit und Langlebigkeit:** Die Sonde ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die eine lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit auch bei häufigem Einsatz garantieren.

Anwendungsbereiche:

- Diagnostik von Herzklappenerkrankungen
- Beurteilung von kongenitalen und erworbenen Herzfehlern
- Intraoperative Bildgebung zur Unterstützung kardialer Eingriffe
- Überwachung von Patienten auf Intensivstationen
- Erkennung von Thromben, Tumoren und anderen intrakardialen Pathologien

Die **GE HEALTHCARE 6Tc-RS Medical TEE-Probe** stellt somit ein unverzichtbares Werkzeug für Kardiologen und Anästhesisten dar, die auf präzise und zuverlässige Bildgebung angewiesen sind. Die Kombination aus innovativer Technologie, Benutzerfreundlichkeit und diagnostischer Präzision unterstützt eine optimale Patientenversorgung und trägt zur Verbesserung klinischer Ergebnisse bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight

5 kg



GALLERIE

