


## GE HEALTHCARE OEC 7900 FLUOROSTAR C BOGEN

SKU: IS032025

zzgl. [Versandkosten](#)

**GE Healthcare OEC 7900 Fluorostar C-Bogen** ist ein leistungsstarkes mobiles Bildgebungssystem, das präzise Fluoroskopie und Radiographie in Echtzeit ermöglicht. Es bietet eine hohe Bildqualität und Benutzerfreundlichkeit, ideal für chirurgische und interventionelle Anwendungen.



---

Categories: [C Bogen und zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **GE Healthcare OEC 7900 Fluorostar C-Bogen** ist ein hochmodernes bildgebendes Gerät, das speziell für den Einsatz in der interventionellen Radiologie, Chirurgie und anderen medizinischen Fachgebieten entwickelt wurde. Dieses System bietet eine hervorragende Bildqualität und vielseitige Einsatzmöglichkeiten, um präzise Diagnosen und minimalinvasive Eingriffe zu unterstützen.

### Hauptmerkmale und Vorteile des OEC 7900 Fluorostar:

- **Hochauflösende Bildgebung:** Der C-Bogen ist mit einem fortschrittlichen Bildverstärker ausgestattet, der eine exzellente Bildschärfe und Kontrastauflösung gewährleistet. Dies ermöglicht die präzise Visualisierung von anatomischen Strukturen und Geräten während der Intervention.
- **Flexible Positionierung:** Dank der schwenkbaren C-Arm-Konstruktion kann das Gerät flexibel um den Patienten positioniert werden, wodurch ein optimaler Zugang zu den zu untersuchenden Körperregionen ermöglicht wird.
- **Einfache Bedienbarkeit:** Die intuitive Steuerung und das ergonomische Design erleichtern dem medizinischen Personal die Handhabung und ermöglichen einen reibungslosen Ablauf während der Untersuchungen.



- **Strahlenschutz:** Integrierte Strahlenschutzmechanismen reduzieren die Strahlenbelastung für Patienten und Personal, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen.
- **Zuverlässigkeit und Langlebigkeit:** Das robuste Design und die hochwertigen Komponenten gewährleisten einen langfristigen und zuverlässigen Einsatz in anspruchsvollen klinischen Umgebungen.

#### **Anwendungsbereiche:**

- Orthopädie und Traumatologie
- Gefäßdiagnostik und interventionelle Radiologie
- Chirurgische Eingriffe, insbesondere minimalinvasive Operationen
- Schmerztherapie und Schmerzmanagement
- Notfallmedizin

Der **GE Healthcare OEC 7900 Fluorostar** unterstützt medizinische Fachkräfte dabei, präzise und effiziente Behandlungsentscheidungen zu treffen. Seine Kombination aus Bildqualität, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit macht ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug in modernen medizinischen Einrichtungen.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

