



GE HELLIGE CARDIOSERV CARDIO SERV DEFIBRILLATOR MIT EKG KABEL

SKU: CR102020-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Defibrillator Marquette Hellige Cardioserv
2 Paddles

EKG-Monitor (LC-Display 240 * 320 Pixel)

Akkubetrieb

Mit drehesalter auf Stellung EKG oder

Energiestufen 2-360

Joule eingeschaltet.

Schrittmacher (transthorakaler Schrittmacher mit
Betriebsart Demand und

Fix (über 180 P/Min Overpace)

SpO2

Spracheinstellung

EKG-Abnahme ist über Paddles oder EKG-Leitung
möglich

Integrierter Drucker

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Defibrillatoren](#)



PRODUKTBESCHREIBUNG

ein Hacken vom Padeel ist gebrochen

Defibrillator Marquette Hellige Cardioserv

2 Paddles

EKG-Monitor (LC-Display 240 * 320 Pixel)

Akkubetrieb

Mit drehschalter auf Stellung EKG oder Energiestufen 2-360

Joule eingeschaltet.

Schrittmacher (transthorakaler Schrittmacher mit Betriebsart Demand und

Fix (über 180 P/Min Overpace)

SpO2

Spracheinstellung

EKG-Abnahme ist über Paddles oder EKG-Leitung möglich

Integrierter Drucker

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 18 kg



GALLERIE

