



GE HELLIGE CARDIOSERV DEFIBRILLATOR

SKU: BW102018

488,00€

zzgl. Versandkosten

Defibrillator Marquette Hellige Cardioserv

2 Paddles

EKG-Monitor (LC-Display 240 * 320 Pixel)

Akkubetrieb

Mit drehschalter auf Stellung EKG oder

Energiestufen 2-360

Joule eingeschaltet.

Schrittmacher (transthorakaler Schrittmacher mit

Betriebsart Demand und

Fix (über 180 P/Min Overpace)

Sp02

Spracheinstellung

EKG-Abnahme ist über Paddles oder EKG-Leitung

möglich

Integrierter Drucker

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com

Mobile Tel / Homezone Tel / Büro Fax. 0049 176 205 800 86 0049 40 18 20 79 03 0049 40 3 61 61 - 256 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: Defibrillatoren



PRODUKTBESCHREIBUNG

Defibrillator Marquette Hellige Cardioserv

2 Paddles

EKG-Monitor (LC-Display 240 * 320 Pixel)

Akkubetrieb

Mit drehschalter auf Stellung EKG oder Energiestufen 2-360

Joule eingeschaltet.

Schrittmacher (transthorakaler Schrittmacher mit Betriebsart Demand und

Fix (über 180 P/Min Overpace)

Sp02

Spracheinstellung

EKG-Abnahme ist über Paddles oder EKG-Leitung möglich

Integrierter Drucker

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 15 kg



GALLERIE





