



## GE KISS 10 SAUGANLAGE OHNE PUMPE

SKU: V032023-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**GE Kiss 10 Saugeinrichtung ohne Pumpe** ist ein hochwertiges, robustes Absaugsystem zur zuverlässigen Sekretentfernung in medizinischen Anwendungen. Das kompakte Design ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Einrichtungen, während die passive Funktionalität eine sichere und wartungsarme Nutzung gewährleistet.



---

**Categories:** [EKG](#), [EKG Ergometrie und Spirometrie](#), [Unkategorisiert](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **GE Kiss 10 Saugeinrichtung ohne Pumpe** ist ein hochwertiges medizinisches Gerät, das speziell für die effiziente und sichere Absaugung von Sekreten in klinischen und ambulanten Umgebungen konzipiert wurde. Diese Saugeinrichtung überzeugt durch ihre kompakte Bauweise und einfache Handhabung, wodurch sie ideal für den Einsatz in verschiedensten medizinischen Bereichen geeignet ist.

### Produktmerkmale und Funktionen:

- **Modulare Bauweise:** Die Anlage ist ohne Pumpe konzipiert, was eine flexible Integration mit unterschiedlichen externen Pumpensystemen ermöglicht.
- **Hohe Saugkraft:** Gewährleistet eine zuverlässige Absaugung von Flüssigkeiten und Sekreten, um eine optimale Patientenversorgung sicherzustellen.
- **Robuste Materialien:** Die Verwendung biokompatibler und widerstandsfähiger Materialien garantiert eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung.



- **Transparente Sammelbehälter:** Ermöglichen eine direkte Sichtkontrolle des abgesaugten Materials, was die Überwachung und Dokumentation erleichtert.
- **Leicht zu montieren und zu warten:** Das durchdachte Design unterstützt eine schnelle Installation sowie eine einfache Wartung und Desinfektion.

### **Anwendungsbereiche:**

Die GE Kiss 10 Sauganlage ohne Pumpe ist ideal geeignet für den Einsatz in:

- Krankenhäusern und Kliniken
- Ambulanten Pflegediensten
- Notfall- und Rettungsdiensten
- Chirurgischen und diagnostischen Einrichtungen

### **Technische Spezifikationen:**

- Material: Hochwertiger Kunststoff, medizinisch zugelassen
- Volumen der Sammelbehälter: Variabel je nach Modell (bitte Spezifikation beachten)
- Anschlussmöglichkeiten: Standardisierte Schnittstellen für externe Pumpen
- Gewicht: Leicht und portabel

Mit der GE Kiss 10 Sauganlage ohne Pumpe erhalten Sie ein zuverlässiges, flexibles und leicht zu handhabendes Absaugsystem, das den hohen Anforderungen des medizinischen Alltags gerecht wird. Durch die Möglichkeit, verschiedene Pumpen anzuschließen, bietet es eine individuelle Anpassung an Ihre spezifischen Anforderungen.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

