



GE KONVEX SONDE 3.5CS

SKU: V082013-01

zzgl. [Versandkosten](#)

geeignet, unter anderen für .GE LOGIQ9 / LOGIQ7 / VIVID7
/ VIVID3 / LOGIQS6 / LOGIQ5 / LOGIQ3

Frequency 2- 5 Mhz

Anwendung. OB: Gyn, Abdominal

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Sehr gepflegt

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

geeignet, unter anderen für . GE LOGIQ9 / LOGIQ7 / VIVID7 / VIVID3 / LOGIQS6 / LOGIQ5 / LOGIQ3
Frequency 2- 5 Mhz

Anwendung. OB: Gyn, Abdominal



Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Sehr gepflegt

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

