



GE L764 LINEAR 5.0- 10.0 MHZ

SKU: BL022016 / CI022016 / CS122016 /
AS062017 // K102019

699,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . L764

Hersteller . GE

für GE LOGIQ 400 & LOGIQ 500

Linear Ultraschallkopf 5Mhz- 10Mhz

Anwendung : Schilddrüse Mamma Smallparts

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . L764

Hersteller . GE

für GE LOGIQ 400 & LOGIQ 500

Linear Ultraschallkopf 5Mhz- 10Mhz

Anwendung : Schilddrüse Mamma Smallparts

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 3 kg

GALLERIE

