



## [GE LINEAR 5.0- 10.0 MHZ 739L](#)

SKU: Y042013-03

zzgl. [Versandkosten](#)

Linear Sonde 5.0 - 10 Mhz  
Im sehr guten gepflegten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



---

Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . 739 L

Hersteller . GE

für GE LOGIQ 400 & LOGIQ 500

Linear Ultraschallkopf 5Mhz- 10Mhz

Anwendung : Schilddrüse Mamma Smallparts

Im sehr guten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86



fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

