



GE LINEAR 7L 2.5 - 10.0 MHZ SCHILDDRÜSE MAMMA SMALL PART

SKU: JM052020-VK // AK032021-K

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . 7L

Hersteller . GE

für VIVID 4, VIVID 3

Linear

Anwendung : Small Parts, Schilddrüse, Mamma

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . 7L

Hersteller . GE

für VIVID 4, VIVID 3

Linear

Anwendung : Small Parts, Schilddrüse, Mamma

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

