



GE LOGIQ 200 ALPHA MIT LINEAR UND KONVEX SONDE

SKU: GE012020

zzgl. [Versandkosten](#)

Geliefert wird das Gerät mit

1 x 3.5 Konvex Sonde

1 x 7.5 Linear Sonde

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. –
Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

02 Sonden-Steckplätze

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Geliefert wird das Gerät mit

1 x 3.5 Konvex Sonde



1 x 7.5 Linear Sonde

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. – **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

02 Sonden-Steckplätze

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

