



GE LOGIQ 3 EXPERT MIT 3.5 C KONVEX UND LA39 LINEAR

SKU: AM012016

3.500,00 €

geiefert wird das Gerät mit folgenden Sonden.

3.5 C Konvex Sonde für Abdomen,
LA39 Linear Sonde

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile.	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

geiefert wird das Gerät mit folgenden Sonden.

3.5 C Konvex Sonde für Abdomen,
LA39 Linear Sonde

Vollfunktionsfähig



Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

