



## [GE LOGIQ 400 MD ULTRASCHALLGERÄT](#)

SKU: Y042013

zzgl. [Versandkosten](#)

Sehr gepflegt  
Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Sonden stehen auch zur Verfügung, fragen Sie einfach nach

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. – **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

