



# GE LOGIQ 400 PRO FARBDOPPLER MIT KONVEX UND ENDOVAGINAL

**SKU:** CV122021 // FT012022

2.200,00 €

zzgl. Versandkosten

geliefert wird das Gerät mit folgenden Sonden :

1 x C364 Konvex Sonde 1 x E 721 Endovaginal

MwSt. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com Mobile

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

0049 176 205 800 86



Categories: <u>Ultraschall / Doppler / Sonden</u>

/Zubehör

#### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

geliefert wird das Gerät mit folgenden Sonden :

1 x C364 Konvex Sonde 1 x E 721 Endovaginal



## MwSt. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



#### **GALLERIE**







