



GE LOGIQ 400 PRO FARBDOPPLER MIT KONVEX UND ENDOVAGINAL

SKU: CV122021 // FT012022

2.200,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

geliefert wird das Gerät mit folgenden Sonden :

1 x C364 Konvex Sonde

1 x E 721 Endovaginal

MwSt. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

geliefert wird das Gerät mit folgenden Sonden :

1 x C364 Konvex Sonde

1 x E 721 Endovaginal

MwSt. wird gesondert ausgewiesen



Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

