



GE LOGIQ 400 PRO FARBDOPPLER MIT LINEAR SONDE 739L

SKU: L052015 **1.799,00** €

zzgl. Versandkosten

geliefert wird das Gerät mit folgender Sonde :

1 x 739L Linear Sonde

MwSt. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: <u>Ultraschall / Doppler / Sonden</u>

/Zubehör

PRODUKTBESCHREIBUNG

geliefert wird das Gerät mit folgender Sonde :

1 x 739L Linear Sonde



MwSt. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE





