



GE LOGIQ 400 PRO SERIE INKL 03 SONDEN IHRER WAHL

SKU: U072013

- 1 x C551 Convex Sonde
- 1 x C364 Konvex Sonde
- 1 x E721 Vaginal Sonde
- 1 x L764 Linear Sonde
- 1 x LA39 Linear Sonde
- 1 x s222 Sektor Kardio Sonde

Andere Sonden auf Anfrage

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hier haben Sie die Möglichkeit Ihr Gerät nach Ihrem Wunsch zu konfigurieren ,

1 x C551 Convex Sonde



- 1 x C364 kONVEX Sonde
- 1 x E721 Vaginal Sonde
- 1 x L764 Linear Sonde
- 1 x LA39 Linear Sonde
- 1 x S222 Sektor Kardio Sonde

Andere Sonden auf Anfrage

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

