



## **GE LOGIQ 400 PRO SERIE INKL 03 SONDEN IHRER WAHL**

**SKU:** U072013

zzgl. [Versandkosten](#)

- 1 x C551 Convex Sonde
- 1 x C364 Konvex Sonde
- 1 x E721 Vaginal Sonde
- 1 x L764 Linear Sonde
- 1 x LA39 Linear Sonde
- 1 x s222 Sektor Kardio Sonde

Andere Sonden auf Anfrage

**Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Hier haben Sie die Möglichkeit Ihr Gerät nach Ihrem Wunsch zu Konfigurieren ,



- 1 x C551 Convex Sonde
- 1 x C364 KONVEX Sonde
- 1 x E721 Vaginal Sonde
- 1 x L764 Linear Sonde
- 1 x LA39 Linear Sonde
- 1 x S222 Sektor Kardio Sonde

Andere Sonden auf Anfrage

**Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

