



## **GE LOGIQ 400 PRO SERIE INKL 03 SONDEN**

**SKU:** D072013 // AK042014 // E082014  
zzgl. [Versandkosten](#)

1 x C551 Convex Sonde  
1 x E721 Vaginal Sonde  
1 x L764 Linear Sonde

Andere Sonden auf Anfrage

**Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

1 x C551 Convex Sonde  
1 x E721 Vaginal Sonde  
1 x L764 Linear Sonde

Andere Sonden auf Anfrage



**Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

