



GE LOGIQ 400 PRO SERIE MIT KONVEX UND LINEAR

SKU: AA042017 **1.899,00** €

zzgl. Versandkosten

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com

 Mobile
 0049 176 205 800 86

 Tel / Homezone
 0049 40 18 20 79 03

 Tel / Büro
 0049 40 3 61 61 - 256

 Fax.
 0049 40 3 61 61 - 257

ANDERE SONDEN AUF ANFRAGE

ANDERE SONDEN SIND VERFÜGBAR, SOLLTEN SIE SICH EINE GEWÜNSCHTE KOMBINATION WÜNSCHEN,

DANN MELDEN SIE SICH

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com 0049 40 18 20 79 03 0049 176 205 800 86 fax.0049 40 65 86 33 64





Categories: <u>Ultraschall / Doppler / Sonden</u>

/Zubehör

PRODUKTBESCHREIBUNG

Folgende Sonden werden mitgeliefert :

GE KONVEX C 358 ABDOMEN KONVEX SONDE LA39 LINEAR SONDE ANDERE SONDEN AUF ANFRAGE MWST. WIRD GESONDERT AUSGEWIESEN

VOLLFUNKTIONSFÄHIG
IM GUTEN GEBRAUCHTEN ZUSTAND
ARTIKEL-STANDORT. HAMBURG

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 100 kg



GALLERIE







