



GE LOGIQ 400 PRO SERIE MIT KONVEX UND LINEAR

SKU: AA042017

1.899,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ANDERE SONDEN AUF ANFRAGE

**ANDERE SONDEN SIND VERFÜGBAR, SOLLTEN SIE
SICH EINE GEWÜNSCHTE KOMBINATION
WÜNSCHEN,
DANN MELDEN SIE SICH**

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)



[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Folgende Sonden werden mitgeliefert :

GE KONVEX C 358 ABDOMEN KONVEX SONDE

LA39 LINEAR SONDE

ANDERE SONDEN AUF ANFRAGE

MWST. WIRD GESONDERT AUSGEWIESEN

VOLLFUNKTIONSFÄHIG

IM GUTEN GEBRAUCHTEN ZUSTAND

ARTIKEL-STANDORT. HAMBURG

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 100 kg



GALLERIE

