



**GE LOGIQ 5 PRO FARBDOPPLER**  
**ULTRASCHALLGERÄT MIT KONVEX, LINEAR,**  
**ENDO VAGINAL UND KARDIOSONDE**

**SKU:** EL032022

Geliefert das Gerät mit

- \* Kardiosonde 3S
- \*\* Linear Sonde
- \*\* Konvex Sonde 3.5C
- \*\*\* E8C ENDOVAGINAL
- \*\*\*\* EKG ABLEITUNGSKABEL
- \*\*\*\*\* Printer Sony UP-D895MD

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Geliefert das Gerät mit

- \* Kardiosonde 3S
- \*\* Linear Sonde 10L
- \*\* Konvex Sonde 3.5C
- \*\*\* E8C ENDOVAGINAL



\*\*\*\* EKG ABLEITUNGSKABEL

\*\*\*\*\* Printer Sony UP-D895MD

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

