



## GE LOGIQ 500 MD INKL KONVEX UND LINEAR SONDEN

**SKU: 0112014**

**3.449,81 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Folgende Sonden stehen Ihnen zu Verfügung

1 x C358 Convex Sonde

1 x LA39 Linearsonde

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Folgende Sonden stehen Ihnen zu Verfügung

1 x C358 Convex Sonde

1 x LA39 Linearsonde

**Das Gerät hat 03 Sondenanschlüsse**



**Bj. November 2001**

**ANDERE SONDEN SIND VERFÜGBAR, SOLLTEN SIE SICH EINE GEWÜNSCHTE KOMBINATION WÜNSCHEN,  
DANN MELDEN SIE SICH**

**Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

