



## **GE LOGIQ 7 + 4C +3S + 9L FARBDOPPLER**

**SKU:** GL102024

3.899,00 € 3.639,87 €

zzgl. Versandkosten



**Categories:** <u>Unkategorisiert</u>

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der GE Logiq 7 ist ein Ultraschallgerät, das häufig in der medizinischen Bildgebung eingesetzt wird. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter Farbdoppler-Ultraschall, der es ermöglicht, die Blutflussdynamik in Echtzeit zu visualisieren.

Die Bezeichnungen "4C", "3S" und "9L" beziehen sich auf verschiedene Ultraschallsonden, die mit dem Gerät verwendet werden können:

- **4C**: Eine konvexe Sonde, die typischerweise für abdominale und gynäkologische Untersuchungen verwendet wird.
- 3S: Eine sektoriale Sonde, die oft für kardiologische Anwendungen genutzt wird.
- 9L: Eine lineare Sonde, die ideal f
  ür oberflächliche Strukturen und Gef
  äße ist.

Diese Sonden ermöglichen eine breite Palette von Anwendungen in der Diagnostik, einschließlich der Beurteilung von Organen, Blutgefäßen und anderen Geweben.



## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## **GALLERIE**







