




## [GE LOGIQ 7 + 4C +3S + 9L FARBDOPPLER](#)

**SKU:** GL102024-NV

**GE Logiq 7** ist ein vielseitiges Farbdoppler-Ultraschallsystem, ausgestattet mit den Sonden **4C**, **3S** und **9L**, das hochauflösende Bildgebung für präzise Diagnostik in verschiedenen klinischen Anwendungen bietet. Die Kombination aus leistungsstarker Technologie und intuitiver Bedienbarkeit ermöglicht eine effiziente und zuverlässige Untersuchung.



---

**Categories:** [Unkategorisiert](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der GE Logiq 7 ist ein Ultraschallgerät, das häufig in der medizinischen Bildgebung eingesetzt wird. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter Farbdoppler-Ultraschall, der es ermöglicht, die Blutflussdynamik in Echtzeit zu visualisieren.

Die Bezeichnungen "4C", "3S" und "9L" beziehen sich auf verschiedene Ultraschallsonden, die mit dem Gerät verwendet werden können:

- **4C:** Eine konvexe Sonde, die typischerweise für abdominale und gynäkologische Untersuchungen verwendet wird.
- **3S:** Eine sektorale Sonde, die oft für kardiologische Anwendungen genutzt wird.
- **9L:** Eine lineare Sonde, die ideal für oberflächliche Strukturen und Gefäße ist.

Diese Sonden ermöglichen eine breite Palette von Anwendungen in der Diagnostik, einschließlich der Beurteilung von Organen, Blutgefäßen und anderen Geweben.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

