



## GE LOGIQ C5 PREMIUM ULTRASCHALLGERÄT

SKU: AT122024-NV



---

Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das GE LOGIQ C5 Premium Ultraschallgerät ist ein mobil einsetzbares, hochmodernes Ultraschallgerät, das in einer Vielzahl von medizinischen Disziplinen verwendet wird. Es bietet hochwertige Bildgebung, präzise Diagnosen und ist sowohl für stationäre als auch für mobile Anwendungen geeignet. Mit seinen fortschrittlichen Bildverarbeitungsfunktionen und der benutzerfreundlichen Oberfläche ist das LOGIQ C5 Premium ein wertvolles Instrument für die klinische Diagnostik, insbesondere in Notfällen und bei der Überwachung von Patienten in verschiedenen medizinischen Bereichen.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

