



[GE LOGIQ E R7 BT12 + 4C-RS + 8L-RS KIONVEX AND LINEAR](#)

SKU: AZ072024

~~7.899,00 €~~ **7.020,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der GE Logiq E R7 ist ein tragbares Ultraschallgerät, das von GE Healthcare hergestellt wird. Es wird häufig in der medizinischen Bildgebung eingesetzt, insbesondere in der Radiologie und der Kardiologie.

Hier sind einige Merkmale und Funktionen des GE Logiq E R7:

1. **Bildqualität:** Das Gerät bietet hochauflösende Bilder und fortschrittliche Bildverarbeitungstechnologien, die eine präzise Diagnose ermöglichen.
2. **Tragbarkeit:** Der Logiq E R7 ist leicht und mobil, was ihn ideal für den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen macht, einschließlich Notaufnahmen und Hausbesuchen.
3. **Vielseitigkeit:** Es unterstützt verschiedene Anwendungen wie abdominale, gynäkologische, kardiologische und pädiatrische Ultraschalluntersuchungen.
4. **Benutzerfreundlichkeit:** Das Gerät verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche und anpassbare Einstellungen, die es den Anwendern erleichtern, schnell auf die benötigten Funktionen zuzugreifen.
5. **Datenmanagement:** Es bietet Möglichkeiten zur Speicherung und Übertragung von Bildern und Berichten, was die Dokumentation und Nachverfolgung von Patienten erleichtert.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

