



GE LOGIQ P5 – 4D3C-L + 12L 3D / 4D ULTRASCHALLGERÄT

SKU: FF122023

4.000,00 € ~~2.999,00 €~~

zzgl. [Versandkosten](#)

- **Zustand:** Einsatzfähig – Sehr guter Zustand
- **Lagerort:** Hamburg



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- DOM 2008

mit

- D3C-L 3D/4D Curved Array Schallkopf arbeitet mit Frequenzen von 2.0 MHz. - 5.0 MHz. und unterstützt folgende Applikationen: Geburtshilfe, Gynäkologie
 - Linear Array Schallkopf arbeitet mit Frequenzen von 6.0 MHz. - 13.0 MHz. und unterstützt folgende Applikationen: Vaskular, Small Parts, Thyroid
- DOM 2008

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight

120 kg



Versand	<p>Versand : Weltweit Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.</p>
Zustand	<p>Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist. D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen. Gereinigt und desinfiziert.</p>
Lieferumfang	<p>Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist. D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen. Gereinigt und desinfiziert.</p>



GALLERIE

