



## <u>GE LOGIQ P5 – 4D3C-L + E8C 3D 4D</u> ULTRASCHALLGERÄT

**SKU:** CT052025

zzgl. Versandkosten



Categories: <u>Ultraschall / Doppler / Sonden</u>

/Zubehör

#### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das GE LOGIQ P5 ist ein kompaktes und vielseitiges 3D/4D Ultraschallgerät, das sich für viele Fachbereiche eignet – insbesondere Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie und Abdomen.

## Lieferumfang:

- GE LOGIQ P5 Konsole
- 4D3C-L Volumensonde (konvex, 4D-fähig)
- E8C Endokavitärsonde (3D/4D-fähig)
- Hochauflösender Monitor
- Umfangreiche Mess- und Analysefunktionen
- Netzanschluss & Rollenfahrgestell

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



# **GALLERIE**







