




[GE LOGIQ P5 – DOPPLER GYN 12L + EC8CS + 5CS - DOM 2012](#)

SKU: BM092024-NV

Ge Logiq P5 – Doppler Gyn 12L + EC8CS + 5CS - DOM 2012 ist ein vielseitiges Ultraschallsystem, das speziell für die gynäkologische Bildgebung entwickelt wurde und durch seine Doppler-Funktion eine präzise Beurteilung der Gefäßstrukturen ermöglicht. Das Gerät kombiniert hochwertige Sonden für eine detaillierte Diagnostik und überzeugt durch eine intuitive Bedienung sowie zuverlässige Bildqualität.



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **GE Logiq P5** ist ein vielseitiges und leistungsstarkes Ultraschallsystem, speziell entwickelt für die gynäkologische und allgemeine Diagnostik. Dieses Modell aus dem Jahr 2012 vereint modernste Technologien mit benutzerfreundlichem Design und bietet eine exzellente Bildqualität sowie präzise Diagnosen.

Produktmerkmale:

- **Doppler Gyn 12L:** Hochfrequenter Linear-Schallkopf, ideal für detaillierte gynäkologische Untersuchungen und kleine Oberflächenstrukturen.
- **EC8CS:** Endokavitärer Schallkopf mit hoher Auflösung, optimiert für transvaginale Untersuchungen, um die weibliche Beckenanatomie präzise darzustellen.
- **5CS:** Konvexer Schallkopf für allgemeine abdominale Untersuchungen sowie zur ergänzenden gynäkologischen Diagnostik.

Das System unterstützt verschiedene Doppler-Modi, darunter Pulsed-Wave, Continuous-Wave sowie Farbdoppler,



was eine umfassende Beurteilung der Gefäßstrukturen und der Blutflussdynamik ermöglicht. Dies ist besonders wichtig für die Beurteilung von ovarialen und uterinen Gefäßen sowie für die Untersuchung von fetalen Kreisläufen.

Technische Highlights:

- Hochauflösende Bildgebung durch fortschrittliche Signalverarbeitung
- Ergonomisches Design für intuitive Bedienung und effizienten Workflow
- Vielseitige Sondenoptionen zur Anpassung an unterschiedliche klinische Anforderungen
- Leistungsstarke Bildoptimierungsfunktionen wie Speckle-Reduktion und Kontrastverbesserung
- Umfassende Dokumentations- und Reporting-Tools

Das GE Logiq P5 ist eine zuverlässige Lösung für Gynäkologen, die Wert auf präzise Diagnosen und eine komfortable Bedienung legen. Es unterstützt eine Vielzahl von Untersuchungen, von Routinekontrollen bis hin zu spezialisierten Diagnosen im gynäkologischen Bereich.

Fazit:

Mit dem GE Logiq P5 erhalten Sie ein bewährtes Ultraschallsystem mit hochwertigen Sonden (Doppler Gyn 12L, EC8CS und 5CS), das speziell für die gynäkologische Diagnostik entwickelt wurde. Seine Dopplerfunktionalitäten, kombiniert mit einer exzellenten Bildqualität und einem durchdachten Bedienkonzept, machen es zu einem unverzichtbaren Instrument in der modernen Frauenheilkunde.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

