



**GE LOGIQ P6 POWERED BY VOLUSON**  
**GYNÄKOLOGIE MIT 3D/4D SONDE LINEAR,**  
**ENDOGENITAL + PRINTER**

**SKU: BB042020-V**

**4D5C-L Volumen Convex-Sonde**

**9L Linear-Sonde**

**E8C Endovaginal-Sonde**

**Printer**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**4D5C-L Volumen Convex-Sonde**

**9L Linear-Sonde**

**E8C Endovaginal-Sonde**

**Printer**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

