



[GE LOGIQ P6 PRO + 4C + 9L + 3S - BT11 VIEW DOM 2013](#)

SKU: DB082025

Das GE Logiq P6 Pro ist ein vielseitiges Ultraschallsystem aus dem Baujahr 2015, ausgestattet mit den Sonden 4C, 9L und 3S, das durch seine hohe Bildqualität und Benutzerfreundlichkeit in der Diagnostik überzeugt. Es bietet präzise Bildgebung für vielfältige klinische Anwendungen und unterstützt eine effiziente Patientenversorgung.



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der GE Logiq P6 Pro ist ein leistungsstarkes Ultraschallgerät, das in der medizinischen Bildgebung eingesetzt wird. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen und ist mit verschiedenen Sonden ausgestattet, darunter die 4C, 9L und 3S, die jeweils für unterschiedliche Anwendungen in der Diagnostik geeignet sind.

- 4C-

Sonde: Diese Konvexsonde eignet sich gut für abdominale Untersuchungen und die Beurteilung von Organen im Bauchraum.

- 9L-

Sonde: Diese lineare Sonde ist ideal für die Untersuchung von oberflächlichen Strukturen, wie z.B. Gefäßen und Weichteilen.

- 3S-Sonde: Diese Sektor-Sonde wird häufig in der Kardiologie und für pädiatrische Anwendungen verwendet.

Das Gerät ist bekannt für seine Bildqualität und Benutzerfreundlichkeit, was es zu einer wertvollen Ressource in der klinischen Praxis macht. Es unterstützt verschiedene Bildverarbeitungsmodi und bietet Funktionen wie Doppler-



Ultraschall zur Beurteilung der Blutflussdynamik.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

