



[GE LOGIQ P6 PRO +4C+9L + 3S - DOM 2011](#)

SKU: ES082024

~~6.999,00 €~~ **5.733,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden / Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der GE LOGIQ P6 ist ein tragbares Ultraschallgerät, das in der medizinischen Bildgebung eingesetzt wird. Es wird häufig in verschiedenen klinischen Umgebungen verwendet, darunter Notaufnahmen, Arztpraxen und Krankenhäuser. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Spezifikationen des GE LOGIQ P6:

- Bildgebungsmodi:** Der LOGIQ P6 unterstützt verschiedene Bildgebungsmodi, einschließlich 2D-, Doppler- und Farb-Doppler-Ultraschall, was eine umfassende Diagnostik ermöglicht.
- Transducer:** Die Bezeichnung „Pro +4C+9L+3S“ deutet darauf hin, dass das Gerät mit mehreren Transducern ausgestattet ist:
 - **4C:** Ein konvexer Transducer für abdominale Untersuchungen.
 - **9L:** Ein linearer Transducer für oberflächliche Strukturen und Gefäße.
 - **3S:** Ein sektorialer Transducer, der häufig für kardiologische Anwendungen verwendet wird.
- Benutzerfreundlichkeit:** Das Gerät ist in der Regel benutzerfreundlich gestaltet, mit intuitiven Bedienelementen und einem klaren Display.
- Portabilität:** Der LOGIQ P6 ist tragbar, was ihn ideal für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen macht.
- Bildqualität:** GE ist bekannt für die hohe Bildqualität seiner Ultraschallgeräte, und der LOGIQ P6 bietet klare und detaillierte Bilder zur Unterstützung von Diagnosen.
- Anwendungen:** Das Gerät kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, darunter Gynäkologie, Urologie, Kardiologie und allgemeine abdominale Untersuchungen.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

