



## [GE LOGIQ S8 + ML6-15 LINEAR + MS5-D ECHO + C1-5 KONVEX](#)

SKU: BG042025

zzgl. [Versandkosten](#)

**GE Logiq S8** ist ein vielseitiges Ultraschallsystem, das mit den Sonden *ML6-15 Linear*, *MS5-D Echo* und *C1-5 Konvex* eine präzise Bildgebung für verschiedene klinische Anwendungen bietet. Die Kombination ermöglicht hochauflösende Diagnostik in Bereichen wie Gefäß-, Herz- und Allgemeinuntersuchungen.



---

Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden /Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **GE Logiq S8** ist ein vielseitiges und leistungsstarkes Ultraschallsystem, das speziell für den Einsatz in verschiedenen medizinischen Fachbereichen entwickelt wurde. Durch seine fortschrittliche Bildgebungstechnologie ermöglicht es präzise Diagnosen und unterstützt Mediziner bei der Beurteilung von Patientenzuständen.

Das System wird ergänzt durch drei hochwertige Schallköpfe, die eine breite Palette an Untersuchungsmöglichkeiten abdecken:

- **ML6-15 Linear:** Ein Linear-Schallkopf mit hoher Frequenz, ideal für die Darstellung oberflächennaher Strukturen wie Gefäße, Muskeln, Sehnen und kleine Organe. Er liefert exzellente Auflösung und Bildqualität bei oberflächlichen Untersuchungen.
- **MS5-D Echo:** Speziell entwickelt für die kardiologische Echokardiographie. Dieser Schallkopf ermöglicht die dreidimensionale Darstellung des Herzens und unterstützt somit die präzise Beurteilung von Herzfunktion und -struktur.



- **C1-5 Konvex:** Ein konvexer Schallkopf mit niedriger Frequenz, der für abdominale Untersuchungen verwendet wird. Er bietet eine gute Durchdringungstiefe und eine breite Darstellung von inneren Organen wie Leber, Nieren und Milz.

Das GE Logiq S8 kombiniert somit **hohe Bildqualität** mit **flexibler Anwendung** und ist sowohl für die Allgemeinmedizin als auch für spezialisierte Fachbereiche wie Kardiologie, Radiologie und Gynäkologie bestens geeignet.

Besondere Merkmale des Systems umfassen:

- **Erweiterte Bildverarbeitungsalgorithmen** für eine klare und detailreiche Darstellung
- **Ergonomisches Design** für komfortable Bedienung und reduzierte Ermüdung bei längeren Untersuchungen
- **Vielfältige Schnittbildmodi**, einschließlich 2D, 3D/4D, Doppler und Farb-Doppler
- **Intuitive Benutzeroberfläche** mit anpassbaren Einstellungen für effizientes Arbeiten
- **Hohe Mobilität** durch kompaktes Design und robuste Bauweise

Mit dem GE Logiq S8 und den Schallköpfen ML6-15 Linear, MS5-D Echo sowie C1-5 Konvex erhalten medizinische Einrichtungen ein umfassendes Ultraschallpaket, das höchste Ansprüche an Präzision, Vielseitigkeit und Bedienkomfort erfüllt.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

